



## (MEA and HSSA tested for IVF laboratory use)

- CO2 incubators, laminar flow hoods, glass, plastic, metals, equipment and ultra-sound probes.
- Non – toxic, odourless, colourless and VOC free.
- Rapid action against a wide range of Bacteria, Fungi & Encapsulated viruses
- 4th Generation Quaternary Ammonium Compounds



470ml Spray

- صنع خصيصا لحاضنات ثاني أكسيد الكربون حيث يحافظ علي الحساسات الموجودة بها من التآكل و تشمل حاضنات معامل الأجنة و الخلايا و الأنسجة الدقيقة وأماكن التدفق السطحي والزجاج والبلاستيك والمعادن والمعدات و اجهزة السونار.
- غير ضار اوسام للخلايا.
- عديم الرائحة ، عديم اللون وخالي من المركبات العضوية المتطايرة.
- مفعول سريع ضد مجموعة واسعة من البكتيريا والفطريات والفيروسات المغلفة.
- المواد الفعالة مركبات الأمونيوم من الجيل الرابع

### 1-Bacteria:

- Staphylococcus aureus.
- Pseudomonas aeruginosa .
- Escherichia coli.
- Enterococcus hirae.
- Mycobacterium phlei (TbB).
- Salmonella typhimurium.
- MRSA - Bacteria (Methicillin resistant Staphylococcus aureus).

### 2 - Fungi:

- Aspergillus niger.
- Candida albicans.
- Trichophyton mentagrophytes.

### 3 - Viruses:

- Hepatitis A, B & C
- HIV (AIDS-Virus).
- Rotavirus. Norovirus(calicivirus).
- Influenza A -virus (H5N1-Bird flu).
- Influenza A -virus (H1N1-swin flu).
- SARS, SARS-COV2 (COVID-19) & MERS COV.
- Adenovirus (DNA- virus group).
- Polio virus group.
- Herpes virus group.